

Cari pazienti,

nel gennaio 2013 abbiamo rinnovato la dotazione dello studio con l'introduzione di due nuove poltrone e relativa strumentazione di fabbricazione statunitense (A-dec 500). Il nostro obiettivo è stato quello di mettere a vostra disposizione il meglio di quanto oggi offra la tecnologia nel nostro settore, nella convinzione che questa scelta ci sia di aiuto nel darvi sempre cure al massimo livello di qualità, comfort e sicurezza.

Vi accorgete fin da subito della comodità delle poltrone, grazie alla speciale imbottitura a memoria visco-elastica e ai movimenti sincronizzati di seduta e schienale. Il vantaggio più importante, in realtà, è dato dalla grande flessibilità delle posizioni di lavoro per noi operatori che ci consentirà di lavorare in modo più naturale, rilassato e, quindi, efficiente.

Un'ottima visibilità, inoltre, è assicurata dalla perfetta illuminazione data dalle nuove lampade a L.E.D. regolabili con quattro differenti intensità di luce e dotate di un fascio luminoso molto localizzato che illumina più efficacemente il cavo orale senza arrecare fastidio agli occhi del paziente.

La novità principale introdotta insieme a queste poltrone riguarda però i vantaggi in fatto di **sicurezza**: la nuova strumentazione utilizza esclusivamente acqua demineralizzata e decontaminata a monte al posto dell'acqua della normale rete idrica evitando l'eventualità di formazione di acqua stagna nei condotti e quindi di colonie batteriche e di odori sgradevoli.

Vi accorgete subito, inoltre, della mancanza della bacinella *sputacchiera* per gli sciacqui: al suo posto ora c'è una piccola bacinella a *imbuto* sostituita dopo ciascun paziente e sterilizzabile in autoclave.

Il motivo di questa modifica può sembrare ai più oscuro e per questo merita alcune giuste riflessioni: la vecchia sputacchiera era la parte che più facilmente si sporcava e contaminava durante le giornate operative costringendo le nostre assistenti ad applicare con costanza un protocollo di detersione e disinfezione per mantenere un adeguato standard igienico. Recenti studi hanno evidenziato che, nonostante l'attuazione rigida di tali protocolli, l'efficacia della disinfezione non può mai considerarsi del 100% e l'eventualità di infezioni crociate non può essere completamente eliminata.

Per tutto quanto sopra descritto abbiamo deciso, in linea con i recenti suggerimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di adottare i nuovi *imbuti* completamente autoclavabili e, quindi, sterilizzabili; siamo sicuri che, dopo alcune perplessità iniziali legate alla novità e al cambiamento importante rispetto ad abitudini consolidate, saprete apprezzare il nostro continuo sforzo per elevare qualità e sicurezza.